

ペンロン気化器

Penlon Vaporizer

ペンロン気化器は、あらゆる温度、あらゆる流量の環境下で、正確な濃度の麻酔ガスを供給することを約束します



- ◆ メンテナンスフリー*
- ◆ 低流量域での高精度を実現
- ◆ ハロタン、エンフルラン、イソフルラン、セボフルランの各麻酔薬用を用意
- ◆ 麻酔薬注入方式はキーフィルター、スクリューキャップフィルター、クイックフィルターの3タイプ
- ◆ 本体にアルミニウムを採用し、軽量化を実現

Penlon Vaporizer


ペンロン気化器



● 本体

麻酔薬	取付方式	注入方式
ハロタン	ケージマウント テーパー	◆キーフィルター ◆スクリューキャップフィルター ◆クイックフィルター
	セレクトアテック コンパティブル	◆キーフィルター ◆スクリューキャップフィルター ◆クイックフィルター
エンフルラン	ケージマウント テーパー	◆キーフィルター ◆スクリューキャップフィルター ◆クイックフィルター
	セレクトアテック コンパティブル	◆キーフィルター ◆スクリューキャップフィルター ◆クイックフィルター
イソフルラン	ケージマウント テーパー	◆キーフィルター ◆スクリューキャップフィルター ◆クイックフィルター
	セレクトアテック コンパティブル	◆キーフィルター ◆スクリューキャップフィルター ◆クイックフィルター
セボフルラン(%)	ケージマウント テーパー	◆キーフィルター ◆スクリューキャップフィルター ◆クイックフィルター
	セレクトアテック コンパティブル	◆キーフィルター ◆スクリューキャップフィルター ◆クイックフィルター
セボフルラン(%)	ケージマウント テーパー	◆キーフィルター ◆スクリューキャップフィルター ◆クイックフィルター
	セレクトアテック コンパティブル	◆キーフィルター ◆スクリューキャップフィルター ◆クイックフィルター

● 流量特性



● 仕様等

濃度測定範囲	0~5% (セボフルランのみ0~8%)	
濃度設定目盛	0~2Vol% (0.2%単位) 2~5Vol% (0.5%単位) セボフルランのみ2~8Vol% (0.5%単位)	
薬液の容量	最大250mL (±10mL)	
ウィック吸収量	60mL (±10mL)	
使用条件	キャリアガス流量0.2~15L/分、室温15~30℃	
寸法	ケージマウント テーパー	133(W)×219(H)×158(D)mm
	セレクトアテック コンパティブル	120(W)×242(H)×190(D)mm
重量	4.8kg	
承認番号	年月日	3 0 動薬第 1 4 6 2 令和元年 7 月 5 日

※ エンフルラン・イソフルラン・セボフルラン用は10年毎、ハロタン用は5年毎に必ずオーバーホールを実施してください。

● 外観・仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

製造販売業者

〒130-0026

東京都墨田区両国4-2-8 ヤマシタビル

クロス・メディカルサービス株式会社

電話03-3633-6333 (代) FAX03-3633-1333

第一種動物用医療機器製造販売業許可 27製販療1第23号

製造業者



Penlon

Penlon Ltd.
Radley Road, Abingdon, OX14 3PH, UK